



BALANZA BIOMÉTRICA

FTX KS-212B



Lea atentamente este manual. Contiene información importante sobre seguridad, uso, medición y mantenimiento. Consérvelo para futuras consultas.

MODELO
FTX KS-212B

Información del producto

Introducción

Esta balanza utiliza 8 electrodos, análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) multifrecuencia y otras tecnologías para medir y analizar con precisión distintos datos corporales. Junto con la aplicación, permite mostrar y registrar información completa, analizar tendencias y consultar cambios en cualquier momento. Es una herramienta inicial para controlar el peso y mantener la composición corporal.

Declaración

Las imágenes, los colores, los accesorios, la interfaz y las demás ilustraciones son solo de referencia. Debido a actualizaciones del producto, puede haber diferencias; prevalece el producto real.

Este producto no es un dispositivo médico. Los datos y las recomendaciones son solo de referencia y no constituyen diagnóstico ni consejo médico.

Personas para quienes los datos pueden no ser precisos

- Menores y personas mayores de 80 años.
- Atletas profesionales.
- Personas embarazadas.
- Pacientes en diálisis artificial.
- Personas que presenten hinchazón o edemas.

FINALIDAD

Controlar el peso, registrar cambios corporales y acompañar el seguimiento de la composición corporal mediante la balanza y la aplicación iMoni Health.

Seguridad y modos

Instrucciones importantes

Las personas con marcapasos u otros dispositivos médicos implantados deben utilizar únicamente el modo de corriente cero. Durante el embarazo, active también este modo.

El modo de corriente cero está desactivado de fábrica. Para activarlo: Inicio > Dispositivo > Modo de corriente cero.

Modos de funcionamiento

PESAJE

No levante el asa. Suba a la balanza para completar la medición.

CORRIENTE CERO

Desactiva la bioimpedancia. Mide solamente el peso y el IMC y muestra el icono correspondiente.


SIN CONEXIÓN

Después de la primera vinculación y medición, guarda las mediciones sin el teléfono y las carga en la siguiente conexión.

OBJETOS PEQUEÑOS


Pesa directamente objetos de más de 0,1 kg. Para objetos de menos de 10 kg, despierte la balanza aplicando más de 5 kg y espere que vuelva a cero.

Vista general del producto



VISTA FRONTAL

N.º	Componente
1	Asa
2	Electrodos para pulgares
3	Cable de datos
4	Pantalla LED
5	Electrodos para los pies
6	Cuerpo de la balanza



VISTA POSTERIOR

N.º	Componente
7	Electrodos para los cuatro dedos
8	Patas de goma
9	Compartimiento de las pilas


Las imágenes son ilustrativas. Debido a actualizaciones de producto, la disposición visual puede variar ligeramente; prevalece el producto real.

Pilas, unidad y ubicación

Instalación de las pilas


Abra la tapa del compartimiento, retire las pilas usadas e instale cuatro pilas AA de 1,5 V respetando la polaridad. Cierre la tapa y utilice pilas del tipo correcto.

Retire las pilas si no utilizará la balanza durante más de 3 meses. Las imágenes de las pilas son solo de referencia.




Unidad de medida

Seleccione kg, lb o st:lb desde iMoni Health o con el botón de conversión ubicado dentro del compartimiento de las pilas. La unidad configurada de fábrica puede variar según el mercado.



Ubicación correcta

- Coloque la balanza sobre un piso firme, plano y nivelado.
- No la utilice sobre alfombras ni superficies blandas.
- Después de moverla o instalar las pilas, espere aproximadamente 6 segundos hasta que la pantalla vuelva a cero.



Aplicación y vinculación


Descarga de la aplicación

Busque «iMoni Health» en App Store o Google Play, o escanee el código QR. Instale la aplicación y permita el acceso a Bluetooth cuando se solicite.



Registro y conexión

Los datos personales se utilizan para calcular la composición corporal. Ingréseles con precisión para obtener resultados confiables.



Paso	Acción
1	Abra iMoni Health y registre una cuenta.
2	Ingrese correctamente sus datos personales.
3	Active Bluetooth y pise suavemente la balanza para encenderla.
4	Seleccione Agregar dispositivo > Balanza corporal y complete la vinculación.


Medición y postura correcta

Secuencia de medición


- 1 Coloque la balanza sobre una superficie firme y plana. Abra la aplicación y confirme la conexión.
- 2 Suba descalzo. Apoye ambos pies de manera uniforme sobre los cuatro electrodos.
- 3 Levante el asa. Apoye los pulgares sobre los electrodos delanteros y los cuatro dedos de cada mano sobre los electrodos posteriores.
- 4 Mantenga los brazos rectos, separados aproximadamente 45° del torso y sin tocar la cintura.
- 5 Permanezca quieto hasta que termine el análisis.




Suba descalzo a la balanza y apoye los pies sobre los cuatro electrodos



Sujete los electrodos delanteros con los pulgares








Sujete los electrodos posteriores con el resto de los dedos



El contacto de ambas manos y ambos pies con los ocho electrodos es necesario para realizar el análisis de composición corporal.

Posturas incorrectas



Situación	Corrección
Pulgares en contacto entre sí	Sepárelos y apoye cada pulgar en su electrodo.
Uno o más dedos sin contacto	Apoye los diez dedos sobre los electrodos del asa.
Brazos flexionados o pegados al cuerpo	Extiéndalos y manténgalos separados aproximadamente 45°.
Rodillas flexionadas	Mantenga las piernas rectas y el cuerpo estable.
Uso de medias o calzado	Mida siempre con los pies descalzos.
Pies apoyados de forma desigual	Centre cada pie sobre sus electrodos.
Medición en cuclillas	Permanezca de pie y erguido.

Resultados y seguimiento

3. Cuando el valor del peso mostrado en la pantalla se estabiliza y parpadea, comienza la medición del análisis de composición corporal.



Vea los informes de medición en la aplicación y guarde los datos históricos.

Cómo finaliza la medición

Cuando el peso se estabilice y parpadee, comienza el análisis de composición corporal. La pantalla muestra grasa corporal, hidratación y otros indicadores. Al finalizar, consulte el informe y guarde el historial en la aplicación.

Consejos

- El proceso completo tarda aproximadamente 20 segundos.
- Sujete los electrodos metálicos del asa con ambas manos. Sin ese contacto, el análisis de grasa no se realizará.
- Conecte la aplicación antes de medir.
- La tendencia muestra una barra por día. Después de 7 días conserva únicamente las siete barras más recientes y sobrescribe las anteriores.
- La aplicación se actualiza periódicamente; consulte iMoni Health para obtener la información vigente.

Apple Watch: los datos pueden mostrarse en tiempo real cuando iMoni Health está instalada en el iPhone y el reloj, y ambos dispositivos están vinculados.

Pantalla e indicadores

ICONOS DEL DISPLAY




Gráfico de
tendencia de peso
de 7 días

Nivel de grasa corporal

	Bluetooth		Género (masculino)
	Modo de corriente cero		Género (femenino)
	Grasa		Hidratación
	Músculo		Índice de masa corporal
	Unidad de peso		Unidad de peso
	Código de usuario		Unidad de peso
	%		Unidad de calorías
	Edad		

La disposición del display puede variar según la versión del producto. Las imágenes son solo de referencia.


Tendencias y advertencias

Tendencia de peso

El gráfico representa la tendencia de peso de los últimos 7 días. Durante la medición, las barras se animan hasta completar el análisis.




Nivel de grasa y tipo corporal



Nivel	Interpretación
1	Muy bajo
2	Bajo
3	Normal
4	Alto
5	Sobrepeso

Indicaciones de advertencia



Código	Significado
Err	Sobrecarga
-Err	Peso negativo
Lo	Pilas con poca carga
C	Repita la medición

Usuarios y reconocimiento

Varios usuarios

Una misma balanza admite la vinculación de varios usuarios. Para cada usuario pueden almacenarse hasta 15 grupos de datos históricos. Cuando la aplicación está en ejecución, los datos se sincronizan automáticamente con el dispositivo inteligente.

La cantidad final de usuarios disponibles depende de la versión del producto.

Ejemplo de familia

Usuario	Altura	Peso
Padre	175 cm	70 kg
Madre	165 cm	55 kg
Hija	155 cm	48 kg
Hijo	170 cm	60 kg

Reconocimiento automático

Una vez configurados y medidos todos los usuarios, las mediciones posteriores pueden realizarse sin abrir la aplicación. La balanza compara el peso con los perfiles registrados y reconoce automáticamente al usuario cuando la diferencia respecto de la medición original está dentro de ± 2 kg.

± 2 kg

Rango utilizado para asociar una nueva medición con un perfil existente.

Uso y cuidado

- 1 Mida siempre a la misma hora, preferentemente 2 horas después de comer. Es normal que el peso y el porcentaje de grasa varíen después de comer, beber, bañarse o hacer ejercicio. El porcentaje de grasa se calcula como peso de la grasa dividido entre el peso corporal.
- 2 No mida cerca de campos electromagnéticos intensos ni en lugares con vibración.
- 3 Después de mover la balanza o de un periodo prolongado sin uso, písela, espere que vuelva a cero y deje que se apague automáticamente. Luego enciéndala y mida.
- 4 Para medir grasa, quítese el calzado y las medias, retire pesos externos, lave y seque manos y pies, suba descalzo y sostenga el asa con ambas manos.
- 5 No utilice la balanza sobre pisos resbaladizos ni se pare en el borde. Párese en el centro, apoye los pies de manera uniforme sobre los cuatro electrodos y mantenga el equilibrio.
- 6 No mida después de ejercicio intenso, exceso de comida o bebida, baño, sauna, aguas termales ni en estado de deshidratación extrema.
- 7 Mantenga el producto alejado de temperaturas altas y de ambientes húmedos, muy calientes o muy fríos. Rango de uso: 5 °C a 35 °C.
- 8 Es un instrumento de precisión. No lo desarme, deje caer ni golpee.
- 9 Manténgalo limpio. No utilice detergentes ácidos.

Preguntas frecuentes

La aplicación no recibe los resultados.

- Confirme que el indicador de conexión esté visible.
- Active Bluetooth y mantenga la balanza dentro del alcance.
- Revise la carga de las pilas y reemplácelas si es necesario.
- Cierre y vuelva a abrir la aplicación.
- Desactive y reactive Bluetooth y realice nuevamente la vinculación.

No se puede vincular el dispositivo.

- Vincule una sola balanza a la vez.
- El teléfono debe admitir Bluetooth 4.0 o superior.

Funcionamiento anormal o pantalla apagada.

- Pise la balanza para encenderla.
- Revise las pilas. Retírelas durante 3 segundos para reiniciar o reemplácelas.
- Si continúa la falla, contacte al servicio posventa local.

Fabricante y trazabilidad

Zhongshan Camry Electronic Co., Ltd.
Baishawan Industrial Park, Qiwan Road (N), East District, Zhongshan City, Guangdong
Province
Código postal: 528403 · Tel.: 0760-88235622
Fax: 0760-88235600 · Correo: sales@camry.com.cn

CÓDIGO FTX KS-212B

La mención «ISO 9001 CERTIFIED BY SGS» del original requiere validación antes de trasladarse a la marca FTX.



DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py -    ftxpy

GRACIAS
POR ELEGIR

